

مخازن طبع آباءس


Abadis Med

ساكشن ديواری بزرگسال

VR-A1



www.abadis-med.com



- دارای بازه کاری منفه ۰ الی ۱ بار
- دارای گارانتی پنج سال خرابی عملکرد محصول
- دارای نمایشگر عقربه ای با پارامترهای BAR و mmHg
- دارای کاربری آسان هنگام استفاده از ساکشن دیواری
- بدون استفاده از دیافراگم به منظور بالا بردن عمر محصول
- دارای دکمه فشاری REG / OFF به منظور قطع و یا وصل لحظه ای
- مقاومت در برابر ضربه و عدم شکستگی محصول در مدت زمان طولانی کارکرد
- پشتیبانی از تمامی کانکتور های موجود به منظور اتصال ساکشن دیواری به آنتل
- ساخت اجزای اصلی محصول از متریال فلز و جنس برنج و با آبکاری کروم برای افزایش طول عمر محصول
- دارای ولوم جهت تنظیم مقدار وکیوم دلخواه و رسیدن به حداکثر میزان وکیوم ممکن فقط با ۱/۵ دور چرخش

آدرس دفتر مرکزی: قیطریه، بلوار اندرزگو، پلاک ۱۰۴

تلفن: 021-22671845 فکس: 021-22219234